




MediWin CB



Anleitung weitere Updates zu MediWin CB


Updates im MediWin CB durchführen

Sobald aktualisierte Daten zur Installation bereit sind, wird Ihnen im CB-Hauptfenster in der unteren Leiste folgende Meldung angezeigt:




Klicken Sie auf diesen Button, auf den Sie alternativ auch über **Setup > Utils > Update** gelangen.

Klicken Sie auf **Updates auswählen**, anschliessend links auf den Text **x Updates verfügbar**:




Setzen Sie bei den gewünschten Updates ein Haken. Klicken Sie danach auf **Installieren**:

Wir empfehlen Ihnen, immer alle verfügbaren Updates auszuführen.




Bevor der Updatevorgang startet, wird automatisch eine Sicherung der Datenbank erstellt

Das dauert einen Moment, bitte haben Sie Geduld.



Sie können den Fortschritt der Installation verfolgen.



Je nach Update müssen Sie weitere Optionen auswählen, zum Beispiel beim Update vom Compactus.

Schliessen Sie nach erfolgter Installation mit Verlassen ab:

